

**2BCBT****Patientuppgifter**


Använd etikett med streckkod

Bocka för aktuell studie:

**Biomarkörer CBT**


Tag följande rör:

- 6 mL EDTA (Lila)
- 5 mL CITRAT (Blå)
- 5 mL CITRAT (Blå)
- 5 mL CITRAT (Blå)

**CBTH**

Laboratoriets hantering:

Vid remissregistrering i Analytix – öppna dialogen för kommentarer – välj Remiss Upplysande – skanna streckkoden nedan - välj Expandera – kontrollera att texten nedan visas i dialogen

**CBTH**

LIMS BiomarktCBT Studie Hudiksvall